

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL		Número: POP Nº
			Edição: 00
Área: Laboratório de Anatomia Patológica			Página: 1/1
Assunto: PREPARO E REVALIDAÇÃO DE REAGENTES DE HISTOQUÍMICA			Vigência: 24/04/2015

OBJETIVO

Informar os procedimentos envolvidos no preparo e revalidação de soluções utilizadas no Laboratório de Histopatologia

ABRANGÊNCIA

Técnicos de histologia e médicos Patologistas

DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

- 1- O médico patologista solicita uma reação histoquímica ao Laboratório de Histopatologia.
- 2- O técnico do laboratório prepara a solução para a reação histoquímica solicitada, seguindo a receita estabelecida para a solução em questão, utilizando o reagente-mãe (ou sal) do estoque.
- 3- O técnico do laboratório testa a reação em uma lâmina de controle e solicita ao médico Patologista que avalia se o resultado foi satisfatório. O técnico assinala na ficha de controle a data do teste, identificando-se como o responsável pelo mesmo.
- 4- Caso a reação seja considerada insatisfatória o técnico repete o procedimento mediante as observações feitas pelo médico Patologista, e se necessário, prepara nova solução. Se persistentemente insatisfatório o resultado da reação, o técnico deverá solicitar a reposição do reagente (ou sal) através de pedido de compra.
- 5- Sempre que o resultado da reação for considerado satisfatório frente a uma novo preparo de solução, o médico assina na ficha correspondente que aprovou a reação, anotando a data.
- 6- O técnico de laboratório deverá então rotular a solução reagente preparada, identificando-a com o nome da solução, data do preparo e prazo de validade após consultar lista específica com prazos para cada solução. A solução estará então pronta para uso em reações de rotina.

Elaborado por: Dr Luiz A. Benvenuti	24/04/2015	Aprovado por: Dra Vera D. Aiello Médica chefe	24/04/2015
---	-------------------	---	-------------------