



Coordenação de Enfermagem INCOR – HCFMUSP

DCR CENF 0005

Documento para Controle de Registros

Edição: 03

CONTROLE DA QUALIDADE DO MONITOR DE GLICEMIA CAPILAR

Página: 1/2

Vigência: 02/09/2024



CIÊNCIA E HUMANISMO

Unidade / área:

Nº de série do monitor:

Local:

Mês:

Ano:

Se troca do monitor, descrever nº série:

Data / /

DATA	PARAMETROS BAIXA CONCENTRAÇÃO DE GLICOSE (Control 1 no frasco EM AZUL de tiras de teste)	RESULTADO PÓS – TESTE BAIXA CONCENTRAÇÃO DE GLICOSE - FRASCO AZUL	PARAMETROS ALTA CONCENTRAÇÃO DE GLICOSE (Control 2 no frasco EM VERMELHO de tiras de teste)	RESULTADO PÓS – TESTE ALTA CONCENTRAÇÃO DE GLICOSE - FRASCO VERMELHO	NOME DO RESPONSÁVEL PELO TESTE	COREN DO RESPONSÁVEL PELO TESTE
01						
02						
03						
04						
05						
06						
07						
08						
09						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						

**Diferentes Situações ***

* Realizar novamente o teste completo do aparelho nas seguintes situações:

- ✓ Confirmar valores suspeitos;
- ✓ Troca do monitor (aparelho);
- ✓ Abertura de nova tira de teste;
- ✓ Troca da bateria.
- ✓ Acidente com o aparelho;

DATA	PARAMETROS BAIXA CONCENTRAÇÃO DE GLICOSE (Control 1 no frasco EM AZUL de tiras de teste)	RESULTADO PÓS – TESTE BAIXA CONCENTRAÇÃO DE GLICOSE - FRASCO AZUL	PARAMETROS ALTA CONCENTRAÇÃO DE GLICOSE (Control 2 no frasco EM VERMELHO de tiras de teste)	RESULTADO PÓS – TESTE ALTA CONCENTRAÇÃO DE GLICOSE - FRASCO VERMELHO	NOME DO RESPONSÁVEL PELO TESTE	COREN DO RESPONSÁVEL PELO TESTE

- Realizar o teste completo do aparelho diariamente das 7 – 9h.
- Em caso de divergência dos valores no ato do teste de funcionamento do glicosímetro, o aparelho deverá ser encaminhado à Engenharia Clínica com impresso próprio devidamente preenchido.
- Validade das soluções Controle 1 e 2: 90 dias após abertos.

(Atualização Logo HCFMUSP). Revisado por:
Vanilda Xavier de Carvalho
Enfermeira da Coordenação de Enfermagem

Aprovado por:
Adriano Rogério Baldacin Rodrigues
Diretor da Coordenação de Enfermagem