

INCOR – SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	Área: Engenharia Clínica
Documento: Instruções sobre o sistema de comprovação metrológica	Código: D.EC.14

Sistema de Cadastro e Controle de Instrumentos sob Comprovação Metrológica

Sistema de Cadastro e Controle de Instrumentos sob Comprovação Metrológica é um *Banco de Dados de Calibração* da Engenharia Clínica que contém todos os instrumentos, aqui definidos como equipamentos e vidrarias para laboratório, que foram selecionados para comprovação metrológica periódica.

Inclusão de instrumentos	<ul style="list-style-type: none"> - A área-meio pode solicitar a inclusão de instrumentos no <i>Banco de Dados de Calibração</i> através do formulário de Ordem de Serviço da Engenharia Clínica. A solicitação será analisada em conjunto com o usuário. - Caso o instrumento seja incluso no <i>Banco de Dados de Calibração</i>, o mesmo deve permanecer segregado do uso até que o certificado de calibração seja avaliado por técnicos da Engenharia Clínica. Também devem ser segregados instrumentos recém adquiridos, caso os mesmos venham a ser inclusos no <i>Banco de Dados de Calibração</i>.
Exclusão de instrumentos	<ul style="list-style-type: none"> - A área-meio deve informar (por memorando ou por e-mail) a Engenharia Clínica sempre que um instrumento (inclusive vidraria) seja desativado, para que o mesmo seja retirado do <i>Banco de Dados de Calibração</i>.
Mudança de localização de instrumentos	<ul style="list-style-type: none"> - O <i>Banco de Dados de Calibração</i> vincula cada instrumento à sua localização, portanto qualquer mudança definitiva na localização dos instrumentos deve ser informada (por memorando ou por e-mail) à Engenharia Clínica.
Colocação de vidrarias em uso	<ul style="list-style-type: none"> - O intervalo de calibração de vidrarias é contado a partir da data de colocação em uso do vidro. Portanto, para cada vidraria retirada do estoque, o usuário deve informar (por memorando ou por e-mail) a data de colocação em uso.

Nº Revisão: 01	Data: 09/09/03	Pág: 1/2	Aprovação: Original em meio eletrônico. Dispensa assinatura.
-----------------------	-----------------------	-----------------	--

INCOR – SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	Área: Engenharia Clínica
Documento: Instruções sobre o sistema de comprovação metrológica	Código: D.EC.14

NA DATA DA CALIBRAÇÃO

A Engenharia Clínica informa com antecedência a data de calibração.

Acesso de técnicos contratados para realização da calibração	- A área-meio deve facilitar o acesso dos técnicos para a realização dos serviços. Recomenda-se disponibilizar manuais de operação e um funcionário da área para esclarecimento de eventuais dúvidas sobre o funcionamento do instrumento.
Faixa de trabalho	- Ao enviar um instrumento para calibração, a área-meio deve informar (por meio de etiquetas ou verbalmente no momento da calibração) qual é a faixa de utilização do instrumento, visando que o mesmo seja calibrado dentro da faixa útil para o processo de trabalho.

CUIDADOS COM O INSTRUMENTO CALIBRADO

Manuseio	- Cuidados devem ser tomados no manuseio de instrumentos calibrados para que a exatidão e a adequação ao uso sejam mantidas. O usuário não deve realizar ajustes internos em qualquer instrumento. Caso ocorra o uso ou ajuste indevido, o mesmo deve ser enviado à manutenção (Engenharia Clínica ou Engenharia de Manutenção dependendo do instrumento).
Manutenção	- Instrumentos submetidos a manutenção podem ter sua calibração comprometida. Portanto, a área-meio deve informar a Engenharia Clínica sempre que o instrumento seja enviado para manutenção. Isto possibilita, a partir da análise do conserto, verificar se o instrumento realmente necessitará de nova calibração.

É recomendável que a área-meio nomeie responsáveis pelos instrumentos, para que o fluxo das informações citadas nesta instrução possa ser cumprido.

Nº Revisão: 01	Data: 09/09/03	Pág: 2/2	Aprovação: Original em meio eletrônico. Dispensa assinatura.
-----------------------	-----------------------	-----------------	--