

Instrumento	Marca	Modelo	Número de série	Identificação
Centrífuga de microhem.	CELM	MH		HC 105622
Micropipeta ajustável	Gilson	P1000	Y56258A	Y56258A
Micropipeta ajustável	Gilson	P1000	Z66180C	Z66180C
Micropipeta variável	Gilson	P200	W71558H	W71558H
Micropipeta variável	Gilson	P200	W69955H	W69955H
Relógio de alarme	Phoenix	TP-120	7238	FZ 080370
Relógio de alarme	Phoenix	TP-120	8625	8625
Termômetro de máx. e mín.	Instrutemp	DT-801		TMM 001/LC-HEA
Termômetro de máx. e mín.	Alla France			TMM 004/LC-HEA
Termômetro de máx. e mín.	Instrutemp	DT-801		TMD 002/LC-HEA
Termômetro de máx. e mín.	Instrutemp	DT-801		TMD 001/LC-HEA
Termômetro de máx. e mín.	Alla France			TMM 005/LC-HEA
Termômetro de máx. e mín.	Instrutemp	DT-801		TMM 002/LC-HEA
Termômetro de máx. e mín.	Instrutemp	DT-801		TMM 003/LC-HEA
Centrífuga de microhem.	Fanem	2410	82676	82676
Controlador (Banho Maria)	Novus	NI1236-1246-1266	NI12110310	NI12110310

Área	Faixa de utilização (pontos de calibração)
Hematologia	11.500 rpm +/- 3.000 rpm
Hematologia	200 a 1000 microlitros
Hematologia	200 a 1000 microlitros
Hematologia	10 a 200 microlitros
Hematologia	10 a 200 microlitros
Hematologia	1 a 120 minutos (1/3/5/10/15/20/60 minutos)
Hematologia	1 a 120 minutos (1/3/5/10/15/20/60 minutos)
Hematologia	30° a 140 °C (30°/35°/40°/80°/120°/140°)
Hematologia	30° a 140 °C (30°/35°/40°/80°/120°/140°)
Hematologia	37° +/- 3°C (34°/37°/40°)
Hematologia	37° +/- 3°C (34°/37°/40°)
Hematologia	restrição de uso, de 25°C até 75°C
Hematologia	30° a 140 °C (30°/35°/40°/80°/120°/140°)
Hematologia	30° a 140 °C (30°/35°/40°/80°/120°/140°)
Hematologia	11.500 rpm
Hematologia	(10/20/30/40/50°C)