

**Procedimento de Manutenção Preventiva**

Ecocardiógrafo ATL , mod. Apogee 800 Plus

Número:

0024

Revisão: 1.1

Ass:

**Bibliografia:**

(1) Manual de serviço- Apogee 800 Plus.

(2) **Frequência:** 03 meses

**Material necessário**

| Nome                 | Característica | Fonte |
|----------------------|----------------|-------|
| Mala de ferramentas  | Jensen         |       |
| Multímetro           | 3½ dígitos     |       |
| Disquete Diagnóstico | ATL            |       |
| Aspirador de pó      | Electrolux     |       |
| Simulador de ECG     | Dynatech       |       |

**Passos:**

- Inspeção visual. \_\_\_\_\_
- Limpeza interna ( Trackball e filtros de ar ) \_\_\_\_\_
- Limpeza externa ( Teclado, periféricos e monitor ) \_\_\_\_\_
- Teste de funcionamento. \_\_\_\_\_

OBS: