

Ass.:

Apostila cedida pela Fanem do curso de Berço Aquecido (modelos 004-TS SPA/NIC/BGN) e Incubadora (modelo C186-TS/ST).

MATERIAL NECESSÁRIO

[illegible]

C:\zip\InCor ONA\documentos das areas\Engenharia Clínica\Procedimentos de preventiva\026 procedimento de preventiva da fanem.doc03/05/2015

A – Berço Aquecido modelo 004-TS /NIC/SPA/BGN.

- 1- Aferição da Indicação de Temperatura.**
- 2- Aferição do Relógio APGAR.**
- 3- Aferição dos Alarmes.**
- 4- Aferição do Sensor Óptico.**
- 5- Aferição “Modo Manual” e “Modo Servo”.**
- 6- Aferição do Alarme de Alta Temperatura (15 minutos).**
- 7- Aferição do Sensor do Paciente.**
- 8- Aferição do Sensor infravermelho.**

B – Incubadora modelo C186-TS/ST.

- 1- Aferição da indicação de Temperatura.**
- 2- Aferição do Termostato de Alta Temperatura.**
- 3- Aferição do Alarme de Falta de Circulação de Ar.**
- 4- Aferição Final da Temperatura.**