

## Ficha de teste de unidade eletrocirúrgica

Patrimônio		Número de série		sala	
------------	--	-----------------	--	------	--

### Teste de corrente de fuga (máxima de 150mA)

Eletrodo	Modo	Impedância	Potência selecionada				
			50W	100W	120W	150W	300W
Ativo	Corte	200Ω					
		300Ω					
	coagulação	200Ω					
		300Ω					
Dispersivo	Corte	200Ω					
		300Ω					
	Coagulação	200Ω					
		300Ω					

### Teste de potência de saída com carga de 300Ω

Modo	Potência medida (Tolerância)			
	50 (42,5 – 57,5) W	75 (63,8 – 86,2) W	120 (102 – 138) W	300 (255 – 345) W
Corte puro				
Coagulação				
Blend 1				
Blend 2				
Blend 3				

