

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	
	SERVIÇO DE FISIOTERAPIA	
TÍTULO: TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE DA POSIÇÃO SENTADA PARA SENTADA COM AUXÍLIO DO ELEVADOR ELÉTRICO (SABINA®)		POP Nº: 10
DATA DA VIGÊNCIA	NÚMERO DA REVISÃO	PRÓXIMA REVISÃO

CATEGORIA: Fisioterapia Geral

EXECUTOR: Fisioterapeuta

TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE DA POSIÇÃO SENTADA PARA SENTADA COM AUXÍLIO DO ELEVADOR ELÉTRICO (SABINA®)

O elevador elétrico Sabina II é utilizado para auxiliar o paciente sentado a levantar-se para a posição vertical e realizar a transferência para outro assento, quando incapazes de realizar sem auxílio.

OBJETIVO

Auxiliar a transferência de pacientes de posição sentada para sentada, em outro assento, como: do leito para a poltrona, para cadeira de rodas ou para cadeira higiênica.

MATERIAIS

- Elevador de Transferência Elétrico (Sabina®)
- Colete próprio para Suspensão
- Faixa Pélvica (*Seatstrap*)
- Equipamento de Proteção Individual (EPI)
- 1 Lençol

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO EQUIPAMENTO

EPI: luva de procedimento, avental de manga longa (Unidade de Terapia Intensiva) ou jaleco (unidade de internação geral);

Elevador de Transferência Elétrico (Sabina®): é um aparelho elétrico feito de aço pulverizado, com um peso de 42 kg, provido com uma bateria interna, com a capacidade de suspender uma carga máxima de 150 kg de forma passiva e 200 kg de forma ativa.(Figura 1);

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	
	SERVIÇO DE FISIOTERAPIA	
TÍTULO: TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE DA POSIÇÃO SENTADA PARA SENTADA COM AUXÍLIO DO ELEVADOR ELÉTRICO (SABINA®)		POP Nº: 10
DATA DA VIGÊNCIA	NÚMERO DA REVISÃO	PRÓXIMA REVISÃO



Figura 1: Elevador de Transferência Elétrico

* Fonte: Arquivo do Serviço de Fisioterapia do Incor

Colete de Suspensão: confeccionado em poliéster, nos tamanhos S (pequeno), M (médio), L (grande) e XL (extra grande), identificados pelas cores: laranja, amarelo, azul e preto, respectivamente. O colete suporta o paciente pelo tórax, abaixo das axilas, requerendo que ele esteja apto a sustentar parcialmente seu próprio peso. (Figura 2 e 3);



Figura 2: Colete Tamanho Grande

* Fonte: Arquivo do Serviço de Fisioterapia do Incor

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	
	SERVIÇO DE FISIOTERAPIA	
TÍTULO: TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE DA POSIÇÃO SENTADA PARA SENTADA COM AUXÍLIO DO ELEVADOR ELÉTRICO (SABINA®)		POP Nº: 10
DATA DA VIGÊNCIA	NÚMERO DA REVISÃO	PRÓXIMA REVISÃO



Figura 3: Colete Tamanho Médio

* Fonte: Arquivo do Serviço de Fisioterapia do Incor

Cinta Pélvica: confeccionado em poliéster, tamanho único, é um acessório que facilita a primeira parte do movimento de elevação, indicado para pacientes com deficiência no controle de quadril e/ou pacientes com sobrepeso. (Figura 4);



Figura 4: Cinta Pélvica

* Fonte: Arquivo do Serviço de Fisioterapia do Incor

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	
	SERVIÇO DE FISIOTERAPIA	
TÍTULO: TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE DA POSIÇÃO SENTADA PARA SENTADA COM AUXÍLIO DO ELEVADOR ELÉTRICO (SABINA®)		POP Nº: 10
DATA DA VIGÊNCIA	NÚMERO DA REVISÃO	PRÓXIMA REVISÃO

AÇÕES TÉCNICAS

- Solicitar ao auxiliar da fisioterapia via BIP que leve o elevador de transferência, o colete de suspensão e se necessário a cinta pélvica ao leito do paciente;
- Recobrir o colete com um lençol para protegê-lo;
- Posicionar o paciente em sedestação à beira leito (Figura 5);



Figura 5: Sedestação a Beira Leito

* Fonte: Arquivo do Serviço de Fisioterapia do Incor

- Colocar o colete em torno do tórax do paciente de acordo com as instruções e fechar a presilha (Figura 6);

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	
	SERVIÇO DE FISIOTERAPIA	
TÍTULO: TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE DA POSIÇÃO SENTADA PARA SENTADA COM AUXÍLIO DO ELEVADOR ELÉTRICO (SABINA®)		POP Nº: 10
DATA DA VIGÊNCIA	NÚMERO DA REVISÃO	PRÓXIMA REVISÃO



Figura 6: Colocação do Colete de Suspensão

* Fonte: Arquivo do Serviço de Fisioterapia do Incor

- Posicionar o elevador à frente do paciente e colocar os pés na base de apoio com as pernas paralelas e ajustar a profundidade e altura do apoio da perna abaixo da patela e posicionar a faixa de segurança da perna (Figura 7);

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	
	SERVIÇO DE FISIOTERAPIA	
TÍTULO: TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE DA POSIÇÃO SENTADA PARA SENTADA COM AUXÍLIO DO ELEVADOR ELÉTRICO (SABINA®)		POP Nº: 10
DATA DA VIGÊNCIA	NÚMERO DA REVISÃO	PRÓXIMA REVISÃO



Figura 7: Posicionamento dos Pés do Paciente na Base de Apoio e do Apoio de Pernas

* Fonte: Arquivo do Serviço de Fisioterapia do Incor

- Engatar as tiras do colete nos ganchos das barras de suspensão e travar as rodas (Figura 8);

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	
	SERVIÇO DE FISIOTERAPIA	
TÍTULO: TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE DA POSIÇÃO SENTADA PARA SENTADA COM AUXÍLIO DO ELEVADOR ELÉTRICO (SABINA®)		POP Nº: 10
DATA DA VIGÊNCIA	NÚMERO DA REVISÃO	PRÓXIMA REVISÃO



Figura 8: Engate das Tiras do Colete e Travamento das Rodas de Elevador

* Fonte: Arquivo do Serviço de Fisioterapia do Incor

- Solicitar ao paciente segurar nas barras de suspensão e pressione no controle o botão de elevação (↑) até a posição ortostática, de forma lenta. (Figura 9);

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	
	SERVIÇO DE FISIOTERAPIA	
TÍTULO: TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE DA POSIÇÃO SENTADA PARA SENTADA COM AUXÍLIO DO ELEVADOR ELÉTRICO (SABINA®)		POP Nº: 10
DATA DA VIGÊNCIA	NÚMERO DA REVISÃO	PRÓXIMA REVISÃO



Figura 9: Elevação do Paciente
* Fonte: Arquivo do Serviço de Fisioterapia do Incor

- Destruar as rodas e transportar o paciente até o local onde será transferido (poltrona, cadeira, cadeira higiênica, etc.). Caso seja necessário aumente o ângulo da barra das rodas posteriores pressionando o 3º botão do controle, para uma melhor aproximação entre elevador e o assento. (Figura 10);

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	
	SERVIÇO DE FISIOTERAPIA	
TÍTULO: TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE DA POSIÇÃO SENTADA PARA SENTADA COM AUXÍLIO DO ELEVADOR ELÉTRICO (SABINA®)		POP Nº: 10
DATA DA VIGÊNCIA	NÚMERO DA REVISÃO	PRÓXIMA REVISÃO



Figura 10: Aproximação do Elevador com o Paciente ao Assento

* Fonte: Arquivo do Serviço de Fisioterapia do Incor

- Travar as rodas e descer o paciente pressionando no controle o 1º botão (↓) (Figura 11);

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	
	SERVIÇO DE FISIOTERAPIA	
TÍTULO: TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE DA POSIÇÃO SENTADA PARA SENTADA COM AUXÍLIO DO ELEVADOR ELÉTRICO (SABINA®)		POP Nº: 10
DATA DA VIGÊNCIA	NÚMERO DA REVISÃO	PRÓXIMA REVISÃO



Figura 11: Aproximação do Elevador com o Paciente do Assento

* Fonte: Arquivo do Serviço de Fisioterapia do Incor

- Retirar o colete de suspensão;
- Abrir a faixa de segurança das pernas;
- Destravar as rodas;
- Retirar o elevador;
- Ao término do procedimento remover o lençol de proteção do colete e descartá-lo no ramper;
- Acionar o auxiliar da fisioterapia para retirar o elevador e acessórios.

PONTOS DE ATENÇÃO

- *Contraindicado a pacientes com instabilidade hemodinâmica, desconforto respiratório, dor, tontura, fratura de costela.*
- *Atenção à presença de cateter, sondas e drenos para evitar perdas.*
- *Caso o paciente esteja em precaução de contato, o elevador deve ser envolvido por papel filme.*

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	
	SERVIÇO DE FISIOTERAPIA	
TÍTULO: TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE DA POSIÇÃO SENTADA PARA SENTADA COM AUXÍLIO DO ELEVADOR ELÉTRICO (SABINA®)		POP Nº: 10
DATA DA VIGÊNCIA	NÚMERO DA REVISÃO	PRÓXIMA REVISÃO

	• O colete e a faixa pélvica devem ser sempre revestidos com lençol e, quando sujos, devem ser encaminhados para lavagem via Seção de Higiene Hospitalar. • O elevador é higienizado com um pano embebido em álcool 70% • Certifique-se que o elevador esteja desligado da rede elétrica durante a transferência, pois caso contrário, não funcionará. • Lembre-se de sempre travar a roda durante a elevação ou descida do paciente. • Nunca ultrapasse o limite máximo de peso do aparelho.
--	---

RESULTADOS ESPERADOS Transferência do paciente com maior facilidade e segurança tanto para o paciente quanto para o fisioterapeuta.

CONTROLE DE APROVAÇÃO E RESUMO DA REVISÃO ATUAL
--

ELABORAÇÃO	ANÁLISE CRÍTICA	APROVAÇÃO
Nome: Vinicius Lopes Felix	Nome: Silvia Gaspar	Nome: Dra. Maria Ignez Zanetti Feltrim
Ana Maria P. R da Silva		
Data:	Data:	Data:

RESUMO DA REVISÃO	
1º revisão:	Nome:
2º revisão:	Nome:
3º revisão:	Nome: