



Elaborado por: Ana Lucia Coimbra	Data: 11.12.2014	Visto:
Verificado por: Lucimar Sampaio	Data: 11.12.2014	Visto:
Aprovado por: Dr. Mauricio Scanavacca	Data: 12.12.2014	Visto:

Registro de Revisões

[illegible]

PROTOCOLO DE SERVIÇO

HEMO 03

NORMAS PARA CONTROLE DE MATERIAL ESTERIL
PROCESSADO ARMAZENADOS NO LABORATORIO DE
ELETROFISIOLOGIA

REV. 0

PG. 2/3

1. Objetivo

Estabelecer os critérios e regras para o controle quantitativo e de validade de esterilização dos cateteres processados pela SPECME-InCor, utilizados no Laboratório de Eletrofisiologia (LAEF).

2. Abrangência

Equipe de Saúde que atua nas salas do LAEF: Médicos assistentes, Médicos residentes e equipe de Enfermagem.

3. Definições

- Controle quantitativo e previsão semanal de cateteres e conectores utilizados nos procedimentos de eletrofisiologia: refere-se ao controle da quantidade de cateteres processados pela SPECME disponíveis para uso no LAEF.

- Controle de validade de esterilização: consiste no controle de data de validade dos materiais processados pela SPECME, segundo o método de esterilização e embalagem de acondicionamento.

- Controle de movimentação dos materiais processados pela SPECME no ponto de estocagem: consiste no controle de armazenamento e retirada os materiais, pelo princípio FIFO (First In- First Out).

- Política de descarte pela SEPCME: consiste no protocolo estabelecido pela SPECME com a empresa contratada para esterilização de materiais, considerando a integridade dos mesmos e o número de processamentos realizados.

PROTOCOLO DE SERVIÇO		HEMO 03	
NORMAS PARA CONTROLE DE MATERIAL ESTERIL PROCESSADO ARMAZENADOS NO LABORATORIO DE ELETROFISIOLOGIA		REV. 0	PG. 3/3

4. Procedimentos

- Realizar previsão semanal de cateteres, com base na estatística de procedimentos semanais do ano anterior, com acréscimo de 30% para cobrir eventuais procedimentos extras e descarte de cateteres por perda de integridade.
- Organizar os cateteres e conectores no armário de estocagem, identificados e separados por modelo.
- Organizar os cateteres provenientes da SPECME nos respectivos cabides, enfileirando-os e mantendo à frente aqueles data de reprocessamento mais recente.
- Retirar para uso sempre o último cateter da fila, possibilitando o uso do cateter com data mais próxima de vencimento.
- Organizar os conectores na parte inferior do armário, empilhando-os e mantendo a ordem de esterilização, de cima para baixo, da mais antiga para mais recente.
- Retirar para uso sempre o primeiro conector (acima), possibilitando o uso do conector com data mais próxima de vencimento.
- Anotar na ficha de controle afixada na porta do armário as quantidades de cateteres e conectores armazenados ou retirados.
- Semanalmente, programar a retirada dos cateteres para proceder à limpeza terminal do armário, que será realizada pela empresa contratada de higienização hospitalar.