

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Número: POP TCBT 001
		Edição: 01
Área: CTDI – Tomografia Computadorizada		Página: 1/2
Assunto: Peso Máximo dos Equipamentos, Diâmetro do Gantry, Temperatura e Umidade da Sala de Exames e Técnica.		Vigência: 01/03/2023

ÍNDICE

1. OBJETIVO
2. ABRANGÊNCIA
3. RESPONSABILIDADES
4. DEFINIÇÕES

Edição	Alteração
00	Emissão inicial do documento em //.

Elaborado por: Jacqueline K.Nishimura Matsumoto Biomédica Revisado por: Dr. Luis Raphael P.D. Scoppetta Médico Assistente da CTDI	01/03/2021	Aprovado por: Dr. Cesar Higa Nomura Diretor do Serviço de Radiologia	01/03/2021
--	------------	---	------------

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Número: POP TCBT 001
		Edição: 01
Área: CTDI – Tomografia Computadorizada		Página: 2/2
Assunto: Peso Máximo dos Equipamentos, Diâmetro do Gantry, Temperatura e Umidade da Sala de Exames e Técnica.		Vigência: 01/03/2023

1. OBJETIVO

- 1.1 Padronizar o registro de pacientes nos aparelhos de Tomografia Computadorizada utilizando o *worklist* do sistema PACS.

2. ABRANGÊNCIA

- 2.1 Salas de exames do Serviço de Tomografia Computadorizada do InCor.

3. RESPONSABILIDADES

- 3.1 Biomédicos e Tecnólogos em Imagem capacitados / habilitados.

4. DEFINIÇÕES

- 4.1 Peso Máximo e Diâmetro de cada Equipamento:

PESO MÁXIMO E DIÂMETRO		
APARELHO	PESO	DIÂMETRO
AQUILION ONE (320)	280 kg	72 cm
AQUILIO PRIME (160)	280 kg	72 cm
AQUILION 64	180 kg	72 cm

- 4.2 Temperatura e Umidade;

PESO MÁXIMO E DIÂMETRO				
APARELHO	TEMPERATURA SALA DE EXAMES	UMIDADE SALA DE EXAMES	TEMPERATURA SALA DE TÉCNICA	UMIDADE SALA DE EXAMES
AQUILION ONE (320)	19° - 23°C (LIMITE 25°)	45% - 65%	19° - 23°C (LIMITE 25°)	45% - 65%
AQUILIO PRIME (160)	19° - 23°C (LIMITE 25°)	45% - 65%	19° - 23°C (LIMITE 25°)	45% - 65%
AQUILION 64	19° - 23°C (LIMITE 25°)	45% - 65%	19° - 23°C (LIMITE 25°)	45% - 65%