

INSTITUTO DO CORAÇÃO - HOSPITAL DAS CLÍNICAS - FNUSP
UNIDADE DE PERFUSÃO E ASSISTÊNCIA CARDIORESPIRATÓRIA

DATA:
PERFUSIONISTA:
Cascade POC

Controle de Qualidade EQC								
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Controle Inicial		
-------------------------	--	--

Repetição 1		
--------------------	--	--

Repetição 2		
--------------------	--	--

NS	NCE	NCC
	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
	11	
	12	

TEMPO 1	TEMPO 2	TEMPO 3

TEMPO 1	TEMPO 2	TEMPO 3

TEMPO 1	TEMPO 2	TEMPO 3

Faixa de Referência:

Tempo 1: 29,1s a 30,9s
 Tempo 2: 87,3s a 92,7s
 Tempo 3: 261,9s a 278,1s

Legenda: (NS = numero de serie) (NCE = numero de controle do equipamento) (NCC = numero de controle do cartão EQC)